

Manual de instrucciones RF-100



Principio de reafirmación de la piel por onda de radiofrecuencia

La capa de albúmina calentada a 68-72°C tiene contractilidad natural. Cationes y aniones irregulares cuando las ondas RF (radiofrecuencia) actúan sobre el cuerpo

La distribución dentro de las células de la tabla tiende hacia cada ánodo o cátodo. Cuando se cambia la polaridad de las ondas eléctricas de RF, los cationes y aniones tienden hacia los ánodos o cátodos respectivos. El calor de fricción se genera en la célula a través del desplazamiento. Cuando la temperatura de los tejidos locales supera los 68 ° C, las arterias y los capilares se dilatan, lo que mejora la circulación sanguínea y mejora el metabolismo.

1

1, la temperatura de "0" a "100" grados por el enlace "fuerte" o "débil".

2, durante el proceso de tratamiento, es mejor controlar si es "fuerte" o "

débil", el período adecuado para el tratamiento.

5

El suministro de oxígeno y nutrientes permite eliminar los residuos biológicos; La provisión de anticuerpos y componentes inmunitarios puede aumentar el sistema inmunitario.

☐ Al aumentar la temperatura, las células de grasa pueden ser lipolizadas, una función que puede ayudar a controlar la grasa y moldear el cuerpo.

☐ Cuando la temperatura del tejido de colágeno alcanza 68-72°C, la función de inoblast aumentará 20-40 veces o incluso más. Esta función fortalece la elasticidad de la piel y elimina las arrugas.

☐ La función del inoblast de fricción producido por el organismo reducirá el dolor causado por los espasmos musculares.

☐ Cuando el colágeno de la dermis se calienta, algunas células envejecidas mueren

Naturalmente, al acelerar la circulación sanguínea, las propias citoquinas del cuerpo se dividen 40 veces en dos a seis meses que antes, y entonces la persona se ve más joven.

Eficacia

1. Eliminación de arrugas
2. Reafirma la piel del cuerpo y la cara
3. Disolver la grasa para adelgazar
4. Mantenga la salud de la piel
5. Blanquear la piel y aclarar las manchas
6. Promueve la salud y retrasa el envejecimiento

2

Eliminación de instrumentos

Name	Cantidad
Anfitrion	1
Manija de operación	2
Línea eléctrica	1
Línea de mango	2
Soporte de mango	1
Línea negativa	1
Placa negativa	1
Cabezal operativo	6

Contraindicaciones

1. Si el sitio de tratamiento ha sido inyectado con colágeno en el plazo de medio año, por favor, declare primero.
2. Se recomienda evitar el uso de personas a quienes se les ha inyectado un relleno artificial (como silicona).

3. Se recomienda evitar el uso de personas con enfermedad cardíaca o carga con un marcapasos.

4. Se recomienda evitar su uso en mujeres embarazadas.

Método de operación

1. Por favor, retire cualquier artículo metálico antes del tratamiento; Por favor, no utilice maquillaje; Asegúrese de limpiar siempre las áreas tratadas, especialmente los residuos de maquillaje.

3

2. Por favor, limpie aproximadamente 2-3 mm de agente de acoplamiento en las piezas tratadas.

3. Por favor, coloque la película negativa en los brazos, espalda y abdomen.

4. Por favor, coloque el extremo delantero del mango sobre la pieza de tratamiento y deslice poco a poco.

5. La energía del mango de tamaño pequeño se ajusta de 5, por lo que el medio es 25; El tamaño grande es 30.

6. El tiempo que la acupuntura actúa sobre la piel lo determina el cliente, el rango de temperatura es de 55-72 ° C, entonces 72 ° C es el mejor.

7. Después del tratamiento, si hay un ligero enrojecimiento en la piel, aplique con un paño frío.

8. Por favor, mantente hidratado y protegido del sol; Manténgase alejado del agua caliente durante 2 días después del tratamiento.

9. Hay un curso de tratamiento cada 7 días y 6-8 sesiones de tratamiento como un curso. Quizás uno o dos sesiones más de tratamiento funcionarían mejor.

Uso;

3, encienda la energía, toque la tecla "Inicio" y seleccione

"Cuerpo" o "cara" donde desea tratar.

4, puede ajustar el tiempo de "0" a "60" minutos con la tecla "fuerte" o "débil".

5, cuando la máquina comienza, se puede ajustar

4