


TU EXCLUSIVO GERENTE DE ROSTRO


**NEW
TECHNOLOGY**

DESCODIFICANDO LA
LEYENDA DE LA ETERNIDAD
INMORTALIDAD DE LAS
CELEBRIDADES





RF Sine Wave
Technology



Pulso de microcorriente EMS
Tecnología



Ultrasonido
HIFU Tecnología



56

El más vendido en más de 10
países alrededor del
mundo.

96.1%

Satisfacción del
cliente

PTratamiento de precisión, antienvejecimiento estratificado.

CALENTAMIENTO
POCO PROFUNDO



CAPA INTERMEDIA
HEATON



DEEP
HEATING



Antiarrugas
antienvejecimien
to





Reafirmante
antienvejecimient
o



Mejorar el
antienvejecim
iento

Golpea rápido y golpea la base directamente.

Las ondas de choque ultrapulsátiles liberan la frecuencia de movimiento más alta en un tiempo ultracorto (20 μ s) con una energía cinética extremadamente rápida, lo que permite que cada energía superpuesta maximice la eficacia y la comodidad del tratamiento.




Antiarrugas, reafirmante, lifting.

La gestión en capas mejora rápidamente la salud de la piel y repara perfectamente las imperfecciones de la piel, para lograr los efectos de lifting, desbloquear, disolver, levantar, tensar, iluminar, dar forma y embellecer la piel, permitiendo que la piel esté en su lugar en un solo paso.



Tecnología de onda sinusoidal de RF

La radiofrecuencia de 6,78 MHz penetra la epidermis directamente en la dermis con una salida de onda sinusoidal. La tecnología de ondas de choque ultrapulsadas genera ultrasonidos focalizados de alta energía que penetran rápidamente la epidermis y la capa de grasa, estimulando la contracción de la membrana del SMAS. El tejido cutáneo alcanza instantáneamente los 65 °C, lo que produce un efecto de coagulación térmica en la piel y forma un punto de coagulación en malla en la dermis y la fascia.



Tecnología de pulso de microcorriente EMS

Pulsos de microcorriente específicos y únicos estimulan los canales iónicos en las membranas celulares. La tecnología de corriente de media frecuencia reafirma los músculos y reduce las zonas de la piel.



Tecnología de ultrasonido HIFU

El ultrasonido focalizado penetra profundamente en la fascia. La tecnología de ondas de calor endógenas estimula la contracción y el tensado del tejido fibroso y colágeno, así como su regeneración y reparación, logrando un lifting y tensado capa por capa.

Mango multidimensional 15 RS

Mango multidimensional 15 RS

Redefine las tecnologías antienvjecimiento HIFU, RF y EMS, y deja que la tecnología te ayude a cuidar tu apariencia y tu figura.

El mango multidimensional 15RS cambia los ejes X e Y.

ejes para aplicar rápidamente energía de alta frecuencia al rostro para tensarlo y levantarlo.



Modelo de sonda coincidente

Estándar: 115mm 3.0mm 4.5mm 2.0mm 3.0mm

Opcional : 6.0mm 9.0mm 13.0mm

Pieza correspondiente de la sonda

Probe corresponding part
Ojos: 2.0mm


Rostro 1.5mm 3.0mm 4.5mm

Cuerpo: 6.0mm 9.0mm 13.0mm

Body: 6.0mm 9.0mm 13.0mm

RF

La radiofrecuencia de 6,78 MHz penetra la epidermis directamente a la dermis en forma de onda sinusoidal. Esto provoca que las moléculas polares de agua generen calor (calentamiento Joule) mediante fricción a alta velocidad, alcanzando una temperatura de aproximadamente 45 °C. Esto provoca la contracción de las fibras de colágeno y activa el mecanismo de cicatrización de heridas, estimulando la regeneración de colágeno y fibras elásticas, tensando la piel y reduciendo las arrugas. Al mejorar la circulación sanguínea subcutánea y el suministro de oxígeno, potenciar la capacidad metabólica de la piel y mejorar su textura general, logra efectos reafirmantes, lifting y retardante del envejecimiento.



EMS

Los pulsos de microcorriente específicos únicos de EMS estimulan los canales iónicos de la membrana celular, promueven la entrada de glucosa y oxígeno en la célula y mejoran la función mitocondrial mediante el mecanismo de "carga celular". Estimulan la conexión entre la actina y la miosina, promueven la contracción muscular isométrica en lugar de la contracción dinámica y el entrenamiento muscular cutáneo, reducen el daño celular causado por la inflamación crónica, rompen el círculo vicioso del envejecimiento inflamatorio y logran efectos anti envejecimiento mediante la activación celular, la síntesis de colágeno, la reafirmación muscular, la acción antiinflamatoria y la neuromodulación.




Salida de puntos



Salida de línea



Puede imprimir en dos direcciones rápidamente, lo que facilita las operaciones de puntos, líneas y superficies.



Nueva sonda dual con motor sin escobillas de alta velocidad y alta eficiencia.

HIFU

La última tecnología patentada de ondas de choque ultrapulsátiles de V-HIFU y P-HIFU genera ultrasonidos focalizados de alta energía que atraviesan rápidamente la epidermis. La membrana de la capa de grasa y la capa SMAS se contrae, alcanzando instantáneamente una temperatura de 65 °C en el tejido cutáneo. Esto produce un efecto de coagulación térmica en la piel, formando un punto de coagulación en malla en la dermis y la fascia, estimulando la contracción y reafirmación de las fibras y el colágeno, la regeneración y la reparación, y logrando un efecto lifting y reafirmante capa por capa.



Mango multidimensional 36RS

Redefina las tecnologías antienvjecimiento HIFU, RF y EMS, y deje que la tecnología le ayude a cuidar su apariencia y figura. El 36RS utiliza tecnología sinérgica de micropulso ultrasónico, con enfoque de matriz de puntos lineal ultrasónico que maximiza el efecto de la operación. Además de reafirmar, también proporciona una sensación extra de firmeza. Sus múltiples modos pueden reducir eficazmente el dolor en comparación con los modos ultrasónicos tradicionales.



Modelo de sonda coincidente

Standard: 1.5mm 3.0mm 4.5mm

Pieza correspondiente de la sonda

Epidermis: 1.5mm

Dermis: 3.0mm

Fascia layer: 4.5mm



RF

La radiofrecuencia de 6,78 MHz penetra la epidermis directamente hasta la dermis con salida de onda sinusoidal. sine wave output.



EMS

Pulsos de microcorriente específicos y únicos estimulan los canales en las membranas celulares.



Tratamiento de capas 3D de la piel

La tecnología de ondas de choque ultrapulsátiles aplica energía a la epidermis, la capa muscular, la capa ósea, el dennis y la capa de grasa.

Herramienta de optimización de movimiento circular

Mango 36RS "ultrasonido de micropulso" Tecnología Synergy con enfoque ultrasónico de matriz de puntos lineal que maximiza el efecto de la operación



Anillo de puntos/líneas

En el modo MP, la energía se transmite en microsegundos y el punto de enfoque es más pequeño y denso que el de otros instrumentos, lo que lo hace más seguro.

20 %

El efecto es mayor que el de los instrumentos ordinarios.

+200 %


Reducción de edad

360°

Antienvejecimiento integral

3

Tres nuevas tecnologías



Principio de eliminación de arrugas

El calentamiento tisular dirigido provoca la contracción y tensado del colágeno subcutáneo. La dermis se calienta mientras la epidermis mantiene su temperatura normal. En este momento, se producen dos reacciones: primero, la dermis se engrosa y las arrugas se aclaran o desaparecen; segundo, el colágeno subcutáneo se remodela y se produce nuevo colágeno, que se tensa después de un solo tratamiento. Tras el calentamiento, las fibras de colágeno dérmico se contraen, tensando las arrugas sueltas de la piel, a la vez que reorganizan la proliferación de colágeno y reparan la capa de colágeno envejecida y dañada, logrando así la eliminación de arrugas y el tensado de la piel.

Mango multidimensional 18 RS

La innovadora combinación de HIFU RF y EMS utiliza inteligencia para aumentar significativamente los efectos antienvjecimiento y de remodelación corporal. Los motores duales sin escobillas de alta velocidad funcionan eficientemente y el ultrasonido enfocado combinado con la radiofrecuencia de 67.8 MHz transmite energía desde la epidermis a la capa de grasa de forma sincronizada quemando grasa rápidamente.



Modelo de probabilidad coincidente


- | | | | | |
|----------|-------|--------|--------|--------|
| Estándar | 8.0mm | 13.0mm | | |
| Opcional | 6.0mm | 10.0mm | 16.0mm | 18.0mm |

Pieza correspondiente de la sonda

- | | | |
|------------|--------|--------|
| hermético: | 6.0mm | 10.0mm |
| abdomen: | 8.0mm | 13.0mm |
| Brazo | 16.0mm | 18.0mm |


RF

La radiofrecuencia de 6,78 MHz penetra la epidermis directamente hasta la dermis con salida de onda sinusoidal.




EMS

Pulsos de microcorriente específicos y únicos estimulan los canales iónicos en las membranas celulares.




Modo círculo

estado de la bobina de puntos



Modo multifila

Estado de la línea de puntos



Spiral RF wave technology output

HIFU focused ultrasound penetrates deep into the fascia layer, RF radio frequency activates collagen in the dermis, and EMS microcurrent targets the muscle layer. Using the latest spiral radio frequency wave technology, 6.78MHz spiral sine wave radio frequency technology transmits its radio frequency energy from the epidermis to the fat layer in a positive and negative spiral.



Punto de solidificación térmica de MFUS

QMmed
MEDICAL AESTHETIC SOLUTIONS

El principio básico de la reducción de grasa por ondas de choque

Se utiliza la tecnología de ondas sonoras de haz hueco. Se emite una infinidad de energía térmica de alta intensidad y se transfiere en una matriz de puntos. Se emiten ondas de energía molecular de matriz de alta energía, con vibraciones de hasta millones de veces por segundo, a través de 4 MHz y 2 MHz. Penetran profundamente en el tejido subcutáneo y toda la energía converge para formar un punto de haz. Se repara una profundidad de 6-13 mm y se impacta fuertemente el tejido cutáneo, produciendo un efecto de acumulación de campo eléctrico. Se abren los canales que permiten a la piel absorber nutrientes y excretar toxinas, y se vacía la barrera entre la epidermis y la capa de grasa, de modo que la grasa se metaboliza y absorbe rápidamente, promoviendo el metabolismo y logrando el efecto de reafirmación, adelgazamiento y remodelación de la piel.

2-4MHz



Sonido de viga hueca

6-18mm

Profundidad de reparación de la piel

1000000+ Times/second

Energía molecular vibración ondulatoria



El ultrasonido de alta frecuencia destruye selectivamente la grasa del exterior del

Permitir que las células grasas destruidas se metabolicen naturalmente en el cuerpo.


Masa grasa reducida
Tamaño promedio reducido en una talla

Pantalla HD a todo color de 15,1 pulgadas Borde
extremadamente estrecho Resolución de 2560*1440



Gobierno del pueblo

Diseñado según las capas de la piel Retrasa el envejecimiento durante muchos años Tratamiento integral de 360 grados



Layered anti-aging treatment

Tratamiento anti envejecimiento en capas 1. Epidermis 2. Dermis 3. Subcutaneous 4. Lipidum 5. Cellular 6. Microcirculation




Resultados inmediatos

1. Reducción de la edad aparente 2. Mejora de la textura de la piel 3. Eliminación de las arrugas 4. Mejora de la circulación sanguínea 5. No requiere de tiempo de recuperación


Explorar múltiples modos de atención

Según los grupos de edad, las condiciones de la piel y las necesidades del cliente, se pueden combinar puntos, líneas y superficies para lograr una solución antienviejecimiento personalizada y de capa completa.



Atención monomodo

Modo MP (línea multipunto) [417 puntos/1 disparo] También puede usar el modo de puntos [17 puntos/1 disparo]. Puede cambiar libremente de modo tocando la interfaz en la misma sonda.



Tratamiento de micropulsos

Eficacia básica del tratamiento, nuevo esquema de operación, consolidación del efecto y ampliación del ámbito de aplicación. Se puede seleccionar entre modo MP circular y modo de punto circular; la misma interfaz táctil de la sonda permite cambiar de modo libremente.




Cuidado en espiral de AI

El ultrasonido focalizado, combinado con radiofrecuencia de 6,78 MHz, penetra la energía desde la epidermis hasta la capa de grasa de forma sincronizada, quemando la grasa rápidamente. El área de efecto de la energía de salida alcanza los 40 mm x 50 mm, lo que permite eliminar la grasa de forma instantánea en una zona extensa y a gran escala.

Atención multimodal

Atención multimodal

Los micropulsos logran la superposición de puntos de coagulación térmica diminutos y precisos, que actúan de manera uniforme y densa en todas las áreas de la capa objetivo, y la energía densamente dispersa tiene un efecto relativamente más amplio, lo que resalta la ventaja general.



Núcleo de alto rendimiento


Supera siempre los desafíos con un rendimiento estable



More
firmness



Tratamiento
de precisión



Regeneración
eficiente

Estética tecnológica del contorno

Construcción de una estación de energía de colágeno tridimensional



Modificar la forma de la cara. Remodelar la cara en forma de V.



Modificar los rasgos faciales para crear un efecto tridimensional.



Soluciona los problemas del envejecimiento. Puede reducir las arrugas.

品名	360 MAX		
型号	360 MAX		
电 源	AC 110V	AC 220V	
功 率	1180W		
频 率	2 MHz	4 MHz	5.5 MHz
仪器重量	10 kg		
产品毛量	20 kg		
包装尺寸	60 X 43 X 57 cm		

Precauciones antes de la operación

1. Las personas con enfermedades cardíacas graves marcapasos cualquier implante metálico hipertensión grave diabetes epilepsia mujeres embarazadas etc. tienen prohibido utilizar este dispositivo.
2. Las zonas del cuerpo que tengan rellenos artificiales como silicona tienen prohibido el uso de este dispositivo.
3. Después de una cirugía mayor está prohibido operar el sitio quirúrgico antes de la recuperación.
4. No se recomienda usar este dispositivo si la piel es alérgica o si tiene acné facial severo. Espere a que la piel se recupere antes de usarlo.
5. Si tiene heridas en la piel evite tocarlas o no use este dispositivo.

Precauciones postoperatorias

1. Después de la operación no se lave la cara con agua caliente durante una semana. Es mejor usar agua fría. En invierno puede usar agua tibia (no más de 35 °C).
2. Aplique una mascarilla hidratante y reparadora una vez al día por la mañana y por la noche durante una semana y preste atención a la hidratación y a la protección solar.
3. Está prohibido utilizar otros instrumentos en la cara durante una semana (como radiofrecuencia microdermoabrasión ultrasonidos etc.). El tiempo específico se determina según el estado de la piel.
4. No utilice sauna de vapor masajes faciales maquillaje recargado no se exponga a altas temperaturas ni al sol durante una semana.
5. No se someta a inyecciones incrustaciones rellenos ni otras prácticas durante una semana ni utilice equipos de belleza con luz de color ni láser durante un mes.
6. No coma alimentos con pigmentos fuertes como la salsa de soja durante una semana no beba fume coma pimientos mariscos y alimentos que activen la sangre no coma alimentos duros como la caña de azúcar y las nueces de betel y no tome antibióticos como la aspirina y los medicamentos antiinflamatorios.
7. Intente beber menos agua después de las 8 p. m. ya que el físico y el metabolismo de cada persona son diferentes. Si se presenta edema es normal y los síntomas desaparecerán naturalmente.
8. Preste atención al descanso después de la cirugía asegúrese de dormir lo suficiente y evite el ejercicio intenso.
9. Si ha recibido rellenos inyecciones o tratamientos para la eliminación de pecas anteriormente o si su metabolismo no es adecuado es normal que presente enrojecimiento hinchazón erupciones y enrojecimiento en poco tiempo. Desaparecerá por sí solo en 3 a 7 días y en algunas personas dura aproximadamente una semana.
10. Después de la cirugía es necesario realizar una buena reparación así como complementar su nutrición y beber agua para evitar resultados insatisfactorios y una corta duración debido a la negligencia en la reparación.
11. Por favor respete conscientemente las normas anteriores que serán decisivas en la aparición de efectos posteriores.

Comparación de casos reales

Visible and beautiful changes, you deserve it

Cambios visibles y hermosos, te lo mereces

